

Kit ke stanovení tvrdosti vody

Kapkový test pro stanovení tvrdosti vody v německých stupních dH

K 5 ml vzorku vody se přikapává činidlo až do změny barvy. Každá kapka odpovídá 1 °dH.

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H226-H319-H336



kit ke stanovení tvrdosti vody

Popis	Balení	Katalogové číslo
Kit ke stanovení tvrdosti vody	1 kit (2 x 15 ml)	R.0519.1

Německý stupeň tvrdosti °dH odpovídá 10,00 mg CaO nebo 7,19 mg MgO v 1 litru vody.
Hodnota 5,6 °dH odpovídá 1 mmolu hořečnatých a vápenatých iontů.