

Klipsy pro dialyzační membrány Spectra/Por

Autoklárovatelné klipsy pro bezpečné uzavření dialyzačních membrán Spectra/Por

- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte klipsy, které mají délku sevření o 4 až 10 mm delší než je šířka ploché dialyzační trubice. Zabráníte tak protržení membrány.



Standardní klipsy a klipsy se závažím

- Standardní oranžové klipsy bez závaží, plavou na hladině
- Bílé klipsy se závažím aplikované na spodním konci dialyzační trubice zajišťují udržení její vertikální orientace
- Sada obsahuje 10 ks standardních klipsů a 10 ks klipsů se závažím

Technické parametry

Materiál:	PP
Materiál závaží:	nerezová ocel s fluorokarbonovým povlakem
Teplota použití :	0-121 °C

Typ	Délka sevření (mm)	Katalogové číslo
Standardní (10 ks v balení)	12	R098521
Standardní (10 ks v balení)	23	R276821
Standardní (10 ks v balení)	35	R098821
Standardní (10 ks v balení)	55	R277021
Standardní (10 ks v balení)	75	R277121
Se závažím (10 ks v balení)	12	R277351
Se závažím (10 ks v balení)	23	R277451
Se závažím (10 ks v balení)	35	R277551
Se závažím (10 ks v balení)	55	R277651
Se závažím (10 ks v balení)	75	R277751
Sada (20 ks v balení)	12	R277951

Sada (20 ks v balení)	23	R278051
Sada (20 ks v balení)	35	R278151
Sada (20 ks v balení)	55	R278251
Sada (20 ks v balení)	75	R278351



Standardní klipsy a klipsy se závažím

Klipsy s magnetem

- Červené klipsy s integrovaným magnetem pro přímé míchání pufru na magnetické míchačce

Technické parametry

Materiál:	PP
Materiál magnetu:	magnetická ocel s fluorokarbonovým povlakem
Teplota použití :	0-121 °C

Délka sevření (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
23	2	R464751
35	2	R464851
55	2	R465051
75	2	R465251



Klipsy s magnetem