

## Kolona chromatografická | PYREX®

Kolona se zábrusem a teflonovým ventilem

- Výpustný ventil pro jemné nastavení průtoku
- Skleněná frita porozity 0 (160 - 250 µm)

## Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



| Délka (mm) | Vnitřní průměr (mm) | NZ    | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
| 200        | 10                  | 14/23 | 1           | S361020          |
| 400        | 10                  | 14/23 | 1           | S361040          |
| 300        | 20                  | 19/26 | 1           | S362030          |
| 500        | 20                  | 19/26 | 1           | S362050          |
| 500        | 30                  | 29/32 | 1           | S363050          |

Pozn.: Kolony jiných délek a průměrů Vám nabídneme na vyžádání.