

Krabička MAXI PP do mrazicích boxů True North® | HEATHROW SCIENTIFIC

Jednoduše složitelný box z vlnitého PP plastu pro 15 a 50 ml zkumavky

- Trvanlivé, opakovaně použitelné krabičky, odolnější než obdobné papírové
- Pevný nevlhnoucí materiál krabiček významně snižuje riziko vzniku plísní
- Krabičku dodáváme v rozloženém stavu včetně dělicí mřížky, kterou lze snadno složit

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní stabilita:	do -80 °C
Balení:	10 ks krabiček + 10 ks mřížek



Krabička na zkumavky 15 ml



Krabička na zkumavky 15 ml



Krabička na zkumavky 50 ml

Pro zkumavky (ml)	Barva	Uspořádání mřížky	Průměr otvoru (mm)	Rozměry krabičky š × h × v (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	bílá	6 × 6	19,8	145 × 147 × 120	10	U120391.N
15	modrá	6 × 6	19,8	145 × 147 × 120	10	U120391.M
50	bílá	4 × 4	31,6	145 × 147 × 120	10	U120366.N
50	modrá	4 × 4	31,6	145 × 147 × 120	10	U120366.M