

## Kryokonzervační médium Bambanker DMSO Free

Zamrazovací médium bez DMSO pro extrémně citlivé buněčné linie

- Určeno pro buňky citlivé na DMSO při dlouhodobém skladování
- Speciálně vyvinuté pro zamezení tvorby ledových krystalů i bez přídavku DMSO
- Bez séra - bez rizika kontaminace
- Umožňuje dlouhodobé skladování buněk při -80 °C až -196 °C
- Použitelné pro všechny známé buněčné linie
- Lepší regenerace a viabilita buněk po jejich rozmrazení
- Dlouhá doba trvanlivosti
- Připraveno pro okamžité použití

## Technické parametry

Teplota skladování:

+2 až +10 °C



Kryokonzervační médium Bambanker DMSO Free

| Objem (ml) | Katalogové číslo |
|------------|------------------|
| 20         | N010822          |