

KYSELINA BORITÁ

kyselina trihydrogenboritá

CAS: 10043-35-3

Vzorec: H₃BO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	61,83
Hustota:	1,44 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H360FD

KYSELINA BORITÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistá	1 kg	K 02301
min 99,5 %, p.a.	1 kg	K 02101

KYSELINA BORITÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,8 %	1 kg	R.5935.1
min 99,8 %	5 kg	R.5935.2
min 99,8 %	10 kg	R.5935.4
min 99,8 %	25 kg	R.5935.3
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	500 g	R.P010.1
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	1 kg	R.P010.2
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	2,5 kg	R.P010.3
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	25 kg	R.P010.5
min 99,8 %, p.a., ACS, ISO	250 g	R.6943.2
min 99,8 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.6943.4
min 99,8 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.6943.1
min 99,8 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.6943.6
min 99,8 %, p.a., ACS, ISO	5 kg	R.6943.3
min 99,8 %, p.a., ACS, ISO	25 kg	R.6943.5
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5614.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	100 g	R.5614.2
4% roztok, p.a.	1 l	R.HN24.1

4% roztok, p.a.	2,5 l	R.HN24.4
4% roztok, p.a.	5 l	R.HN24.2
4% roztok, p.a.	10 l	R.HN24.3