

**KYSELINA CHLORISTÁ****CAS:** 7601-90-3**Vzorec:** HClO<sub>4</sub>**Technické parametry**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Molekulová hmotnost: | 100,46         |
| Bezp. věty (GHS):    | H271-H314-H290 |

**KYSELINA CHLORISTÁ****Technické parametry**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Hustota: | 1,688 g·cm <sup>-3</sup> |
|----------|--------------------------|

| Čistota    | Balení | Katalogové číslo |
|------------|--------|------------------|
| 70 %, p.a. | 500 ml | R.9216.1         |
| 70 %, p.a. | 1 l    | R.9216.2         |

**KYSELINA CHLORISTÁ p.a.**

| Čistota       | Balení | Katalogové číslo |
|---------------|--------|------------------|
| 70-72 %, p.a. | 1 l    | K 11101          |

**KYSELINA CHLORISTÁ 70% ROTIPURAN® SUPRA****Technické parametry**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Obsah:                   | 65-71 %         |
| Obsah kovových příměsí : | max 0,5-1,0 ppb |

| Čistota                  | Balení | Katalogové číslo |
|--------------------------|--------|------------------|
| supra čistá, ppb kvalita | 500 ml | R.HN51.1         |
| supra čistá, ppb kvalita | 1 l    | R.HN51.3         |
| supra čistá, ppb kvalita | 2,5 l  | R.HN51.4         |

**KYSELINA CHLORISTÁ 70% ROTIPURAN® ULTRA**

**Technické parametry**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Obsah:                   | 65-71 %                      |
| Obsah kovových příměsí : | ppt hladina, viz specifikace |

| Čistota                  | Balení | Katalogové číslo |
|--------------------------|--------|------------------|
| ultra čistá, ppt kvalita | 250 ml | R.HN61.2         |
| ultra čistá, ppt kvalita | 500 ml | R.HN61.1         |
| ultra čistá, ppt kvalita | 1 l    | R.HN61.3         |