

KYSELINA DUSIČNÁ

CAS: 7697-37-2

Vzorec: HNO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	63,01
Hustota:	1,4 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H272-H290-H314

KYSELINA DUSIČNÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
65 %, čistá	1 l	K 05301
65 %, p.a.	1 l	K 05101
65 %, p.a.	2,5 l	K 05102
65 %, pro polovodiče	1 l	K 05201
dýmavá 98,5-99,0 %, p.a.	500 ml	K 05192

KYSELINA DUSIČNÁ

Čistota	Bezp. věty (GHS)	Balení	Katalogové číslo
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	1 l	R.4337.1
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	2,5 l	R.4337.2
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	5 l	R.4337.3
20 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	10 l	R.4337.4
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	1 l	R.4339.1
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	5 l	R.4339.2
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	10 l	R.4339.3
25 %, čistá	H290-H314-H332-EUH071	25 l	R.4339.4
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.6748.1
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	5 l	R.6748.2
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	10 l	R.6748.3
40 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	25 l	R.6748.4
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.9274.1
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	2,5 l	R.9274.3
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	5 l	R.9274.4
53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	10 l	R.9274.2

53 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	25 l	R.9274.5
60 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.6745.1
60 %, čistá	H290-H314-H331-EUH071	2,5 l	R.6745.5
65 %, čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.X898.1
65 %, čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	2,5 l	R.X898.2
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	250 ml	R.4989.3
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.4989.1
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO	H272-H290-H314-H331-EUH071	2,5 l	R.4989.2
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO, max 0,005 ppm Hg	H272-H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.X943.1
ROTIPURAN® min 65 % p.a., ISO, max 0,005 ppm Hg	H272-H290-H314-H331-EUH071	2,5 l	R.X943.2
68 % extra čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	250 ml	R.2616.1
68 % extra čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	1 l	R.2616.2
68 % extra čistá	H272-H290-H314-H331-EUH071	2,5 l	R.2616.3

KYSELINA DUSIČNÁ 69% ROTIPURAN® SUPRA

Pro přípravu roztoků pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	67-69 %
Chloridy (Cl):	max 0,00002 %
Celkový fosfor (P):	max 0,000001 %
Celková síra (S):	max 0,00003 %
Obsah kovových příměsí :	max 1,0 ppb

Čistota	Balení	Katalogové číslo
supra čistá, ppb kvalita	500 ml	R.HN50.1
supra čistá, ppb kvalita	1 l	R.HN50.2
supra čistá, ppb kvalita	2,5 l	R.HN50.3

KYSELINA DUSIČNÁ 69% ROTIPURAN® ULTRA

Pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	67-69 %
Obsah kovových příměsí :	max 20 ppt

Čistota	Balení	Katalogové číslo
---------	--------	------------------

ultra čistá, ppt kvalita	250 ml	R.HN60.1
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN60.2
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN60.3
ultra čistá, ppt kvalita	2 l	R.HN60.4