

Láhev PROTECT se šroubovacím PP uzávěrem, čirá | DURAN®

Láhve s plastovým potahem pro ochranu před mechanickým poškozením a poškrábáním

- Vrstva polyuretanu na povrchu minimalizuje ztráty tekutin při rozbití a chrání uživatele před politím nebo postříkáním
- Transparentní zpevněný povrch zabrání roztříštění láhve a navíc chrání obsah proti vlivu UV světla až do vlnové délky 380 nm
- Ideální láhve pro přepravu a skladování nebezpečných látek a cenných vzorků
- Láhev včetně modrého uzávěru a vylévacího kroužku z PP je možné autoklávovat (max 135 °C)
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál uzávěru a vylévacího kroužku:	modře probarvený PP
Teplotní stabilita:	-30 až +135 °C



Láhev PROTECT se šroubovacím PP uzávěrem, čirá

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	56	100	45	10	R.1076.1
150	62	105	45	10	R.PC88.1
250	70	138	45	10	R.A378.1
500	86	176	45	1	R.1077.1
750	95	203	45	10	R.PC89.1
1 000	101	225	45	1	R.1078.1
2 000	136	260	45	1	R.A379.1
3 500	160	295	45	1	R.PC90.1
5 000	182	330	45	1	R.A380.1

Láhve nelze vystavovat otevřenému ohni nebo přímému teplu. Nepřetržité působení vysokých teplot omezte maximálně na 30 minut.