

Laktofenolová modř roztok

Barvivo pro identifikaci a vizualizaci buněk hub při mikrobiologických testech

- Roztok je určen k vizualizaci buněk hub ve vysušených, teplem zafixovaných nátěrech různorodého buněčného materiálu
- Barví buňky hub modře

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS):

H302+H312+H332-H314-H341-H373

| Popis | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|-----------------|--------|------|------------------|
| pro mikroskopii | 100 ml | sklo | R.3097.1 |