

Membrána dialyzační "Spectra/Por Float-A-Lyzer G2"

Nová generace dialyzačních systémů připravených k přímému použití

- Dialyzační střevo uchycená na obou stranách v polykarbonátových uzávěrech
- Horní šroubovací uzávěr pro snadné plnění a kontrolu během dialýzy
- Barevně kódovaný šroub uzávěru pro různé hodnoty MWCO s těsněním o-kroužkem
- 5 a 10 ml Float-A-Lyzer včetně vhodných pipet pro plnění bez rizika propíchnutím stěny injekční jehlou
- Speciální plovací kroužek z polypropylenu zajišťuje vertikální polohu zavěšeného střeva
- Estercelulózová membrána bez kontaminace těžkými kovy a siríky, s nízkou vazbou proteinů
- Možnost použití přímo pro biologické vzorky s minimálními ztrátami (95-98% návratnost vzorku)
- Dialyzační systémy jsou dodávány suché s glycerinem bránícím popraskání membrány

Technické parametry

Materiál střeva: estercelulóza

Příprava pro použití: promytí v destilované vodě po dobu 15-30 min pro odstranění glycerolu

Kapacita	1 ml	5 ml	10 ml
Délka	50 mm	100 mm	160 mm
Průměr střeva	10 mm	10 mm	10 mm
Průměr horního uzávěru	23 mm	23 mm	23 mm
Průměr plovacího kroužku	38 mm	38 mm	38 mm



Membrána dialyzační "Spectra/Por Float-A-Lyzer G2"

Kapacita	MWCO (Da)	Barva zátky	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 ml	100-500	zelená	12	R656071
1 ml	500-1 000	oranžová	12	R454951
1 ml	3 500-5 000	černá	12	R656471
1 ml	8 000-10 000	žlutá	12	R656671
1 ml	20 000	červená	12	R656871

1 ml	50 000	fialová	12	R656971
1 ml	100 000	modrá	12	R657071
1 ml	300 000	žlutohnědá	12	R455051
1 ml	1 000 000	fialová	12	R460851
5 ml	100-500	zelená	12	R658671
5 ml	500-1 000	oranžová	12	R461751
5 ml	3 500-5 000	černá	12	R659071
5 ml	8 000-10 000	žlutá	12	R659271
5 ml	20 000	červená	12	R659471
5 ml	50 000	fialová	12	R659571
5 ml	100 000	modrá	12	R659671
5 ml	300 000	žlutohnědá	12	R462451
5 ml	1 000 000	fialová	12	R465351
10 ml	100-500	zelená	12	R659971
10 ml	500-1 000	oranžová	12	R465751
10 ml	3 500-5 000	černá	12	R660371
10 ml	8 000-10 000	žlutá	12	R660571
10 ml	20 000	červená	12	R660771
10 ml	50 000	fialová	12	R660871
10 ml	100 000	modrá	12	R660971
10 ml	300 000	žlutohnědá	12	R466051
10 ml	1 000 000	fialová	12	R466351