

Membrána dialyzační "Visking"

Dialyzační membrány (střevo) z regenerované celulózy pro laboratorní analýzu a pro ultrafiltraci

- Obsahují vodu a glycerin pro uchování vlhkosti a asi 0,1 % sloučenin síry
- Jsou nepropustné pro proteiny a bakterie

Technické parametry

Hraniční molekulová hmotnost (MWCO) :	14 000 Dalton
Vzdálenost pórů :	1,5 až 2,0 nm
Trvanlivost:	2 roky
Stabilita:	5-9 pH



Membrána dialyzační "Visking"

Typ	Tloušťka stěny (mm)	Průměr (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Katalogové číslo
8/32	0,050	7	10	30	R178011
8/32	0,050	7	10	152	R178111
20/32	0,020	16	25	152	R065311
27/32	0,025	21	34	30	R178411
27/32	0,025	21	34	152	R065411
36/32	0,025	27	44	30	R178511
36/32	0,025	27	44	152	R065511
1-7/ 8ss	0,041	49	76	30	R535811