

MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT**CAS:** 10102-40-6**Vzorec:** $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

241,95

MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	250 g	M 41121
min 99 %, p.a.	500 g	M 41122

MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

 $3,28 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	100 g	R.0845.1
min 99 %, čistý	250 g	R.0845.2
min 99 %, čistý	500 g	R.0845.3
min 99 %, čistý	1 kg	R.0845.4
min 99,5 %, p.a.	50 g	R.0274.1
min 99,5 %, p.a.	100 g	R.0274.2
min 99,5 %, p.a.	250 g	R.0274.3
min 99,5 %, p.a.	1 kg	R.0274.4