

Mowiol® 4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol

CAS: 25213-24-5

Vzorec: [-CH₂CHOH-]_n


- Vodné montovací médium pro trvalé preparáty v histologii a zejména v imunohistochemii
- Většinou se používá v kombinaci s **DABCO®**, které konzervuje barevnost a fluorescenci trvalých preparátů

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 31000

Hustota: 1,27 g·cm⁻³

Vzhled: Bezbarvé až lehce nažloutlé granule



POLYVINYALKOHOL



Mowiol 4-88

| Čistota | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|-------------|--------|-------|------------------|
| granulovaný | 50 g | plast | R 07131 |
| granulovaný | 100 g | plast | R 07132 |