

Dewarova nádoba na tekutý dusík | KGW-ISOTHERM

Dewarova láhev pro uchovávání a interní transport tekutého dusíku na krátké vzdálenosti

- Vnitřní kulovitá dvojité evakuovaná baňka z postříbřeného borosilikátového skla 3.3
- Vnější robustní hliníkový plášť s držadlem
- Izolované víčko uchycené k hrdlu láhve
- Nízký odpar umožňuje dlouhodobé uchovávání tekutého dusíku

Technické parametry

Materiál: borosilikátového skla 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část lakovaný hliník - vnější obal

Teplotní rozsah: -200 až +150 °C - vnitřní skleněná část -200 až +80 °C - víčko -10 až +60 °C - vnější obal



Náhradní skleněná evakuovaná nádoba

Objem (l)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Vnější průměr lahve (mm)	Celková výška (mm)	Nominální denní výpar	Katalogové číslo
1	30	175	300	0,2 l	R336961
3	60	225	380	0,4 l	R337061
5	60	260	450	0,4 l	R337161
10	65	330	480	0,6 l	R337261