

Nádobka barvicí porcelánová s víčkem

Z glazovaného porcelánu pro barvení preparátů citlivých na světlo

- Pro 6 ks mikroskopických skel 26 × 76 mm

Technické parametry

Vnější rozměry nádoby:	70 × 40 mm
Výška nádoby:	86 mm
Vnější rozměry víčka:	75 × 48 mm
Výška víčka:	6 mm
Maximální teplota použití:	1 000 °C



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Barvicí nádoba porcelánová s víčkem	1	P372372