

Náplň sušící regenerovatelná | BEL-ART


Misky s náplní silikagelu pro použití v kulatých exsikátorech

- Opakovaně regenerovatelné v sušárně
- Silikagel s tradiční změnou barvy indikátoru z modré na růžovou

Technické parametry

Materiál misek: polyester, zakrytý mylarovým sítkem

Doba regenerace : 3 hod a více (závisí na velikosti) při 150 °C



Regenerovatelné misky se silikagelem

Průměr misky (mm)	Obsah silikagelu (g)	Průměr exsikátoru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
238	1135	250	1	A450250