

Nůž na skleněné trubky Rotilabo®

Nůž na skleněné trubky s karbidovým kolečkem

- Konstrukce vyrobena z litého zinku
- Poniklovaná
- Kvalitní karbidové kolečko
- Pro skleněné trubky Ø 3-30 mm



Nůž na skleněné trubky Rotilabo®

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nůž na skleněné trubky Rotilabo®	1	R.YT66.1
Náhradní karbidové kolečko	1	R.YT67.1