

ORANŽ AKRIDINOVÁ

C.I. 46005, Basic Orange 14
Fluorescenční indikátor


CAS: 10127-02-3

Vzorec: C₁₇H₂₀Cl₃N₃Zn

- Fluorescenční barvivo
- Použitelné k diferenciaci dsDNA (zelená fluorescence) a ssDNA/RNA (červená fluorescence), k vitálním testům ke stanovení živých buněk
- Rozpustné ve vodě a EtOH

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	438,09
Excitační maximum:	470 nm
Emisní maximum:	526 nm (zelená) 650 nm (červená)
Vitální barvení:	Test - vitalita živé buňky zeleně fluorescenční
Bezp. věty (GHS):	H341



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	sklo	R 02491
pro mikroskopii	25 g	sklo	R 02492