

Pasteurova pipeta, skleněná | DWK


Vysoce kvalitní pipeta z odolného borosilikátového skla 5.1

- Pasteurovy pipety z čirého inertního borosilikátového skla 5.1 jsou výbornou alternativou k plastovým pipetám či pipetám ze sodno-draselného skla
- V porovnání se sodno-draselným sklem je borosilikátové sklo odolnější k vysokým teplotám
- Skvělá odolnost vůči rapidním teplotním změnám i agresivním chemikáliím
- Různá délka pipet

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 5.1

Certifikáty: ISO 7712



Pasteurova pipeta, borosilikátové sklo 5.1

Objem (ml)	Délka (mm)	Šířka pipety (mm)	Šířka špičky pipety (mm)	Balení	Katalogové číslo
2	150	6,95	1,1	4 x 250 ks	R.HXH7.1
2	230	6,95	1,1	4 x 250 ks	R.HXH8.1