

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička


- Univerzální destička použitelná ve většině PCR cyclerů pro standardní PCR a "real-time" qPCR
- Převýšený okraj okolo každé jamky destiček typu 3425 zaručuje dokonalé přilnutí uzavírací fólie
- Destička je uzavíratelná fólií nebo opakovaně použitelným pružným víčkem
- Stejněměrně tenká stěna zaručuje maximální, rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Neprůhledné stěny jamek bílé destičky zajišťují vysokou kvalitu a homogenitu fluorescenčního signálu
- Zmenšený objem jamek "low profile" destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Výrazný černý alfanumerický popis jamek a uříznutý roh pro snadnou orientaci

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Materiál bílých destiček:	medicinálně čistý PP probarvený oxidem titaničitým
Objem jamek standardních destiček:	cca 350 µl
Objem jamek "low profile" destiček:	cca 200 µl




typ 3420 čirá



typ 3421 "Low profile"




typ 3425 čirá



typ 3425 bílá



typ 3426 čirá



typ 3450

Typ destičky	Typ jamek	Barva	Uříznutý roh	Balení (ks)	Katalogové číslo
3420	Standardní	čirá	A12	10	U340200.N
3420	Standardní	modrá	A12	10	U340200.M
3420	Standardní	zelená	A12	10	U340200.Z
3420	Standardní	červená	A12	10	U340200.R
3420	Standardní	fialová	A12	10	U340200.F
3420	Standardní	žlutá	A12	10	U340200.Y
3420	Standardní	bílá	A12	10	U340200.B
3421	"Low profile"	čirá	H1	10	U340210.N
3425 ABI, převýšený okraj jamek	Standardní	bezbarvá	A12	10	U340250.N
3426 FAST	"Low profile"	čirá	A1	10	U340260.N
3426 FAST	"Low profile"	bílá	A1	10	U340260.B
3450	Standardní	čirá	A12	10	U340500.N
3450	Standardní	modrá	A12	10	U340500.M
3450	Standardní	zelená	A12	10	U340500.Z
3450	Standardní	červená	A12	10	U340500.R
3450	Standardní	fialová	A12	10	U340500.F
3450	Standardní	žlutá	A12	10	U340500.Y
3450	Standardní	bílá	A12	10	U340500.B