

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

- Univerzální destička použitelná ve většině PCR cyclerů pro standardní PCR a "real-time" qPCR
- Stejněměrně tenká stěna zaručuje maximální, rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Neprůhledné stěny jamek bílé destičky zajišťují vysokou kvalitu a homogenitu fluorescenčního signálu
- Zmenšený objem jamek "low profile" destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Výrazný černý alfanumerický popis jamek a uříznutý roh pro snadnou orientaci
- Každé balení obsahuje navíc aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

Technické parametry

Materiál:	medicínálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Materiál bílých destiček:	medicínálně čistý PP probarvený oxidem titaničitým
Objem jamek standardních destiček:	cca 350 µl
Objem jamek "low profile" destiček:	cca 200 µl
Balení:	10 destiček + 10 RT fólií (20 destiček + 20 fólií typ 3401)



PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

Typ destičky	Typ jamek	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
3400 plochá	Standardní	čirá	10 + 10	U340005
3401 plochá	"Low profile"	čirá	20 + 20	U340105
3420 poloviční rámeček	Standardní	čirá	10 + 10	U340205
3425 poloviční rámeček, převýšený okraj*	Standardní	čirá	10 + 10	U340255
3426 poloviční rámeček, převýšený okraj**	"Low profile"	čirá	10 + 10	U340265
3441 plný rámeček	"Low profile"	čirá	10 + 10	U344105
3450 poloviční rámeček	Standardní	čirá	10 + 10	U345005
3455 poloviční rámeček	"Low profile"	čirá	10 + 10	U345505.N
3455 poloviční rámeček	"Low profile"	bílá	10 + 10	U345505.B

*ABI typ, **FAST typ