

Petriho miska

Klasická Petriho miska s víčkem

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Petriho miska

Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
40	12	1	L080056
50	12	1	L080058
60	15	1	L080060
70	15	1	L080061
80	15	1	L080062
90	15	1	L080063
100	15	1	L080065
100	20	1	L080066
120	20	1	L080067
150	25	1	L080068
180	30	1	L080069
200	30	1	L080072