

Petriho miska EasyGrip | NEST

Sterilní Petriho misky se speciálním kroužkem pro snadnější a bezpečnější manipulaci



- Plochý vysoce transparentní povrch
- Ošetřený povrch misek pro optimální adhezi buněk
- Možnost stohování pro snadné skladování a manipulaci
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogenní, sterilizované E-papřskem (SAL=10⁻⁶)

Technické parametry

Materiál:

čirý PS

Typ	Kultivační plocha (cm ²)	Doporučený objem média (ml)
35	8,5	1,8 - 2,7
60	22,9	4,2 - 6,3
100	59,3	11,0 - 16,5



Typ	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
35	33,6	12	20 x 25	N706201
60	55,2	15	20 x 25	N705201
100	86,9	20	10 x 30	N704202
100	86,9	20	20 x 15	N704201