

## Petriho miska sterilní

Univerzální kulaté sterilní Petriho misky pro mikrobiologii a bakteriologii sterilizována gamma zářením

- K dispozici ve dvou verzích: s větracími otvory pro zajištění optimální výměny plynů a bez větracích otvorů pro dlouhé inkubační časy při teplotě 37 °C
- Misky s výškou 25 mm jsou ideální pro klíčení semen

## Technické parametry

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Materiál:           | PS       |
| Teplotní stabilita: | až 55 °C |



Petriho miska sterilní

| Průměr (mm) | Výška (mm) | Typ                  | Balení (ks)     | Katalogové číslo |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 90          | 14         | S větracími otvory   | 825 (25 × 33)   | R.N221.2         |
| 90          | 14         | Bez větracích otvorů | 825 (25 × 33)   | R.TA19.1         |
| 55          | 15         | S větracími otvory   | 1620 (108 × 15) | R.N223.2         |
| 55          | 15         | Bez větracích otvorů | 1620 (108 × 15) | R.N224.2         |
| 90          | 25         | S větracími otvory   | 500 (50 × 10)   | R.NP90.1         |