

pH PUFRY v sáčku

Připravený roztok na jedno použití

- Barevně odlišený potisk pro snadnou identifikaci pH hodnoty pufru
- Roztok pufru ve vzduchotěsném sáčku nepropouštějící světlo
- Množství reagentie obsažené v sáčku je dostatečné pro jednu kalibraci.
- Tabulka hodnot pH při různých teplotách na potisku



pH pufrů v sáčku

Pufr v sáčku

Roztok kalibračního pufru na jedno použití dodávaný bez certifikátu

Technické parametry

Objem:	20 ml
Přesnost:	±0,01 pH při 25 °C

Hodnota pH	Balení	Katalogové číslo
4,01	25 ks	R432071
6,86	25 ks	H170006
7,01	25 ks	R432171
9,18	25 ks	H170009
10,01	25 ks	R432271
4,01 a 7,01 sada pro dvoubodovou kalibraci	5 + 5 ks	R948071
7,01 a 10,01 sada pro dvoubodovou kalibraci	5 + 5 ks	R948171

Pufr v sáčku s certifikátem

Roztok kalibračního pufru na jedno použití připravený ve shodě s ISO 3696/BS3978 standardy

Technické parametry

Objem:	20 ml
Přesnost:	±0,01 pH při 25 °C

Hodnota pH	Balení	Katalogové číslo
4,01	25 ks	R947771
6,86	25 ks	H270006
7,01	25 ks	R947871
9,18	25 ks	H270009
10,01	25 ks	R947971
4,01 a 7,01 sada pro dvoubodovou kalibraci	5 + 5 ks	R948271
7,01 a 10,01 sada pro dvoubodovou kalibraci	5 + 5 ks	R948371

Pufr v sáčku Rotilabo®

- Odpovídají standardům pufrů Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) a Národního metrologického institutu Německa (PTB)
- Včetně certifikátu analýzy

Technické parametry

Objem sáčku:	25 ml
--------------	-------

Hodnota pH	Přesnost	Balení	Katalogové číslo
4,01	±0,01	20 ks	R.KAY0.1
7,00	±0,01	20 ks	R.KAY1.1
10,01	±0,02	20 ks	R.KAY2.1



Rotilabo pufrы v sáčku