

## Pinzeta anatomická

### Technické parametry

Materiál:

nerezová ocel



Obyčejná pinzeta



Hladká pinzeta



Jemná pinzeta



Velmi jemná pinzeta

| Typ             | Délka (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------|------------|-------------|------------------|
| Obyčejná        | 105        | 1           | R268751          |
| Obyčejná        | 115        | 1           | R268851          |
| Obyčejná        | 130        | 1           | R268951          |
| Obyčejná        | 145        | 1           | L408135          |
| Obyčejná        | 160        | 1           | L408030          |
| Obyčejná        | 200        | 1           | L408040          |
| Obyčejná        | 250        | 1           | L408050          |
| Obyčejná        | 300        | 1           | L408060          |
| Obyčejná hladká | 145        | 1           | L408090          |
| Jemná           | 145        | 1           | L408101          |
| Jemná           | 200        | 1           | L408140          |
| Velmi jemná     | 105        | 1           | R285451          |
| Velmi jemná     | 115        | 1           | R285551          |
| Velmi jemná     | 130        | 1           | R285651          |

|             |     |   |         |
|-------------|-----|---|---------|
| Velmi jemná | 145 | 1 | L408231 |
| Velmi jemná | 160 | 1 | R285851 |
| Velmi jemná | 200 | 1 | L408240 |
| Velmi jemná | 250 | 1 | L408250 |