

Roztok k ředění protilátek

Pro optimalizaci detekčních signálů v imunohistochemii

- Pufrovací roztok pro přípravu inkubačních roztoků protilátek a stabilního ředění pro jejich skladování
- Roztok je vhodný pro ředění všech primárních/sekundárních, mono-/polyklonálních i ne/značených protilátek
- Výhodou použití je zvýšení síly signálu a snížení pozadí
- Velmi snadno se aplikuje a je kompatibilní s parafínovými a kryo řezy
- Na výběr varianta se zeleným barvivem pro lepší manipulaci nebo jako čirý roztok

Technické parametry

Skladování:

při 4 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
Roztok k ředění protilátek čirý	1 x 125 ml	R.0509.1
Roztok k ředění protilátek čirý	4 x 125 ml	R.0509.2
Roztok k ředění protilátek zelený	1 x 125 ml	R.0070.1
Roztok k ředění protilátek zelený	4 x 125 ml	R.0070.2