

Roztok pro eradikaci bakterií Roti®-CELL Myco-Free

Cellpure® 50× koncentrovaný sterilní roztok pro vymýcení bakteriální kontaminace v buněčných kulturách

- Jednoduchá aplikace, roztok spolehlivě vymytí bakteriální kontaminaci buněčných kultur (*Mycoplasma* i ostatní bakterie)
- Sterilní roztok PBS pufru obsahující směs speciálně vybraných antibiotik, která specificky ovlivňují proteosyntézu prokaryot
- Bez cytotoxicity; nepůsobí na eukaryotické buňky

Technické parametry

Aplikace: Média pro buněčné kultury jsou obohacena o roztok Roti®-CELL Myco-Free (zředěný 1 : 50)

Teplota skladování: +20 °C



Roti®-CELL Myco-Free

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-CELL Myco-Free Cellpure® 50×	100 ml	plast	R.9830.1