

Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® green

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost proti chemikáliím
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Zvětšené balení a ekologická výroba rukavic snížila o 17 % spotřebu vody, o 12 % emise CO₂
- Měkký materiál pro komfortní nošení po delší dobu
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N, medián 9 N
Chemická odolnost dle EN 374:	Level 6* - 1% ethidium bromid, 10% kyselina chlorovodíková, level 2 - 20% ethanol
Barva:	zelená



 P-LAB

Rukavice vyšetřovací nitrilové Sempercure® green



 P-LAB

Rukavice vyšetřovací nitrilové Sempercure® green

Krabice			Karton		
Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	200	L153230.1	XS	10 x 200	L153230.2
S	200	L153231.1	S	10 x 200	L153231.2
M	200	L153232.1	M	10 x 200	L153232.2
L	200	L153233.1	L	10 x 200	L153233.2
XL	180	L153234.1	XL	10 x 180	L153234.2

* level 2 kontakt >30 min., level 6 kontakt >480 min.