

**Sada pro stanovení hustoty | ADAM EQUIPMENT**

Sada pro přesné a analytické váhy ADAM EQUIPMENT

- Stanovení hustoty pevných těles vážením na vzduchu a následném vážení ve vodě nebo jiné kapalině známé hustoty
- Stanovení hustoty kapalin na základě vztlaku pomocí ponorného skleněného tělíska

**Technické parametry**

Sada obsahuje:

- misku se závěsným držákem nahrazující standardní váhovou misku

- podstavec pro kádinku s kapalinou

- skleněnou kádinku

- teploměr s klipem pro uchycení na kádinku

- skleněné tělísko známého objemu pro použití při stanovování hustoty kapaliny

[www.p-lab.cz](http://www.p-lab.cz)

Sada pro stanovení hustoty

Pro modely	Katalogové číslo
Luna	D007453
Solis, Equinox	D007454