

**SÍRAN BARNATÝ****CAS:** 7727-43-7**Vzorec:** BaSO<sub>4</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 233,39 g/mol

Hustota: 3,97 g/cm<sup>3</sup>**SÍRAN BARNATÝ**

| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|---------|--------|------------------|
| p.a.    | 500 g  | S 66101          |

**SÍRAN BARNATÝ**

| Čistota                    | Balení | Katalogové číslo |
|----------------------------|--------|------------------|
| ROTI®METIC<br>99,99 % (4N) | 5 g    | R.1L70.1         |
| ROTI®METIC<br>99,99 % (4N) | 25 g   | R.1L70.2         |