

Skalpel jednorázový sterilní

Individuálně balené sterilní skalpely s plastovým držadlem

- Tenké oboustranně broušené ostří pro čistý řez
- Snadné sejmutí ochranného krytu, který brání náhodnému poranění

Technické parametry

Materiál břitu:

nerezová ocel



P-LAB

Skalpely s plastovým držadlem



P-LAB

Skalpel jednorázový sterilní typy čepelí

Typ břitu	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	10	R.1PYP.1
11	10	R.1PYT.1
12	10	R.1PYX.1
15	10	R.1PYY.1
18	10	R.1T00.1
19	10	R.1T01.1
20	10	R.1T02.1
21	10	R.1T03.1
22	10	R.1T04.1
23	10	R.1T05.1
24	10	R.1T06.1