

Stojánek na pipety Flip&Grip

Unikátní otočný stojánek na pipety, který je možno upevnit i závěsně

- Otočný stojánek až pro 12 jednobáňových automatických pipet nebo kombinaci 3 jednobáňových a 3 multibáňových pipet
- Kromě klasického umístění na desku stolu též možnost připevnit stojánek závěsně pro maximalizaci pracovního prostoru
- Upevňovací šroub k dispozici pro možnost připevnění stojánku pod polici
- Dvě možnosti zachycení pipety ve stojánku (za rukojeť či za háček pístu)
- Zatížená základna stojánku pro optimální rovnováhu
- Kompatibilní s běžnými značkami pipet

Technické parametry

Šířka x výška (mm):

Stolní varianta: 193 x 332

Závěsná varianta: 193 x 187



Stojánek Flip&Grip upevněný závěsně



Stojánek Flip&Grip na pracovním stole



Stojánek Flip&Grip (modrá)



Stojánek Flip&Grip (limetková)



Stojánek Flip&Grip (magenta)

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek Flip&Grip	modrá	1	H120026
Stojánek Flip&Grip	limetková	1	H120056
Stojánek Flip&Grip	magenta	1	H120057