

Stojánek UniRack | SIMPORT

Oboustranný stojánek pro zkumavky a mikrozukmavky

- Průhledné víčko s výstupky umožňuje stavět bezpečně stojánky na sebe
- Snímatelná boční držadla fixují stojánky nad sebou
- Stojánky lze spojovat pomocí speciálních spojek
- Druhá strana pro mikrozukmavky 0,2 a 0,5 ml
- Jedna strana pro zkumavky a mikrozukmavky o průměru 10 až 12 mm

Technické parametry

Kapacita jedné strany:	80 zkumavek průměru 10 až 12 mm (zkumavky 10 × 75 mm a 12 × 75 mm, zamrazovací zkumavky 1 až 5 ml, mikrozukmavky 1,5 a 2,0 ml a mikrozukmavky se šroubovacími víčky 0,5 1,5 a 2,0 ml)
Rozměry:	67 × 223 × 27 mm (výška s bočními držadly 63 mm)
Materiál:	PP
Kapacita druhé strany:	60 mikrozukmavek 0,2 a 0,5 ml
Prostor mezi stojánky :	25 mm (stojánky s držadly postavené na sobě)



Stojánek UniRack

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek UniRack	modrá	1	U500800.M
Stojánek UniRack	zelená	1	U500800.Z
Stojánek UniRack	oranžová	1	U500800.O
Stojánek UniRack	růžová	1	U500800.P
Stojánek UniRack	červená	1	U500800.R
Stojánek UniRack	žlutá	1	U500800.Y
Víčko na stojánek UniRack	čirá	1	U501800

Každý stojánek dodáváme se dvěma bočními držadly a dvěma spojkami