


**TETRABUTYLAMONIUM FLUORID**

TBAF

**CAS:** 429-41-4**Vzorec:** (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>4</sub>NF**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	261,46
Hustota:	0,91 g/cm <sup>3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H225-H314-H351-H335-EUH019



Čistota	Balení	Katalogové číslo
roztok 1 mol/l v THF stabilizován 250 ppm BHT	25 ml	R.1448.1
roztok 1 mol/l v THF stabilizován 250 ppm BHT	100 ml	R.1448.2
roztok 1 mol/l v THF stabilizován 250 ppm BHT	250 ml	R.1448.3