

THYMOL


3-hydroxy-p-cymen

CAS: 89-83-8

Vzorec: C₁₀H₁₄O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	150,22
Hustota:	0,98 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H302-H411



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	100 g	T 29101
min 99 %	500 g	T 29102
ROTICHROM® GC min 96 % referenční látka pro plynovou chromatografii	1 g	R.3209.1