

TLC deska skleněná se silikagelom | MACHEREY-NAGEL

Standardní skleněné desky pro tenkovrstvou chromatografii

- Desky UV 254 a UV254+366 s fluorescenčním indikátorem
- Silikagel porozita 60 A, tloušťka vrstvy 250 µm

www.p-lab.cz

Silikagel	Rozměry (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Silikagel	5 x 10	50	R179571
Silikagel	5 x 20	100	R179671
Silikagel	10 x 20	50	R179771
Silikagel	20 x 20	25	R179871
Silikagel UV 254	5 x 10	50	R179971
Silikagel UV 254	5 x 20	100	R180071
Silikagel UV 254	10 x 10	25	R180171
Silikagel UV 254	10 x 20	50	R180271
Silikagel UV 254	20 x 20	25	R180371
Silikagel UV 254+366	5 x 20	100	V809121
Silikagel UV 254+366	10 x 20	50	V809122
Silikagel UV 254+366	20 x 20	25	V809123