

TRIMETHYLCHLORSILAN


TMCS, trimethylsilylchlorid
silylační činidlo, N-chránící skupina pro aminokyseliny

CAS: 75-77-4

Vzorec: C₃H₉SiCl

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	108,64
Hustota:	0,86 g·cm ⁻³
Chránící skupina:	TMS
Odstranění skupiny:	kyselé - CH ₃ COOH bazické - K ₂ CO ₃ v MeOH flouridové - KI
Bezp. věty (GHS):	H225-H314-H335-H312-EUH014



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro plynovou chromatografii	25 g	R.2338.1