

Ultrazvuková lázeň MINI

Malá lázeň pro ultrazvukové čištění brýlí, nástrojů a drobných předmětů

- Vnější plastový plášť, víčko připevněné pantem a vkládací plastový košík

Technické parametry

Objem vany:	500 ml
Vnitřní rozměry vany (d x š x v) :	160 x 90 x 50 mm
Materiál vany:	nerezová ocel 1.4301
Plastový košík (d x š x v):	140 x 70 x 40 mm
Frekvence:	42 kHz
Výkon:	50 W
Časový spínač:	volitelně 1, 3, 5, 7 nebo 9 min
Rozměry (d x š x v):	193 x 120 x 123 mm
Hmotnost:	1,4 kg



Ultrazvuková lázeň MINI

Popis	Katalogové číslo
Ultrazvuková lázeň MINI	R.EXH1.1