

Uzávěr PBT a vylévací kroužek ETFE | DURAN®

Červený uzávěr a kroužek pro všechny typy lahví DURAN® se závitem

- Uzávěr z PBT s vnitřním těsněním potaženým PTFE a kroužek z ETFE
- Uzávěr lze sterilizovat za horka (max. 180 °C)

Technické parametry

Teplotní stabilita uzávěru z PBT:	-45 až +180 °C
Teplotní stabilita kroužku z ETFE:	-100 až +180 °C
Barva uzávěru a kroužku:	červená
Výška kroužku:	4 mm
Balení:	1 ks

Uzávěr GL	14	18	25	32	45
Vnější průměr	20 mm	23 mm	33 mm	40 mm	54 mm
Výška	17 mm	20 mm	19 mm	24 mm	26 mm



Červené PBT uzávěry



Červené PBT vylévací kroužky GL 32 a GL 45

Uzávěr		Vylévací kroužek	
Hrdlo GL	Katalogové číslo	Hrdlo GL	Katalogové číslo
14	R569259	14	
18	R569260	18	
25	R569261	25	
32	R569361	32	R454271
45	R569461	45	R454371