

Uzávěr s GL výstupy na láhve se závitem GL 45

Autoklávovatelné uzávěry se dvěma nebo třemi výstupy GL 14

- Šroubové uzávěry GL 14 dodáváme včetně teflonové těsnící vložky
- Vhodné na tlakové silnostěnné láhve pro automatické plnění HPLC systémy, titrační aparatury a pro transfer sterilních medií v biologických systémech
- Volně otočná vnitřní část s výstupy umožňuje snadnou výměnu lahve
- Na výstupy lze napojit hadičky různých průměrů pomocí šroubového uzávěru s teflonovou těsnící vložkou

Technické parametry

Materiál víčka:	PP nebo PPS (polyfenylensulfid)
Materiál dílu s výstupy:	PP, PFA nebo PTFE
Materiál uzávěru GL 14 s otvorem:	modrý PP
Materiál uzávěru GL 14 s těsněním:	červený PBT
Materiál vložky s otvorem:	PTFE se silikonovým těsněním
Teplotní stabilita:	-40 až +140 °C



Víčko s GL výstupy na láhve se závitem GL 45, šroubové uzávěry a PTFE těsnící vložky



Víčko s dvěma PP výstupy GL 14



Víčko z PPS s dvěma PFA výstupy GL 14




Víčko z PPS s třemi PTFE výstupy GL 14



Šroubové uzávěry a PTFE těsnící vložky



Sada pro vyrovnání tlaku



Detail uzávěru

Popis	Vnější průměr hadičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčko GL 45 z PP s dvěma výstupy z PP	-	2	I878421
Víčko GL 45 z PPS s dvěma výstupy z PFA	-	1	P061408
Víčko GL 45 z PP s třemi výstupy z PP	-	2	I878521
Víčko GL 45 z PPS s třemi výstupy z PTFE	-	1	P061508
Šroubový uzávěr GL 14 s otvorem a vložkou	1,6	2	I878621
Šroubový uzávěr GL 14 s otvorem a vložkou	3,0	2	I878721
Šroubový uzávěr GL 14 s otvorem a vložkou	3,2	2	I878821
Šroubový uzávěr GL 14 s otvorem a vložkou	6,0	2	I878921
Sada pro vyrovnání tlaku*	-	1	I879021
Náhradní membránový filtr 0,2 µm	-	2	I852711

*Sada obsahuje šroubovací víčko s olivkou, Tygon hadičku a membránový filtr

Šroubové uzávěry s vložkou vhodného průměru a sadu pro vyrovnání tlaku objednávejte samostatně