

Víceprvkový standard pro IC kationtový o různých koncentracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: NH₄⁺, Ca²⁺, K⁺, Li⁺, Mg²⁺, Na⁺

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Iony	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
NH ₄ ⁺	40			
Ca ²⁺	40			
K ⁺	20			
Li ⁺	10	0,1% HNO ₃	100 ml	R.2669.1
Mg ²⁺	20			
Na ⁺	20			
NH ₄ ⁺	40			
Ca ²⁺	40			
K ⁺	20			
Li ⁺	10	0,1% HNO ₃	500 ml	R.2669.2
Mg ²⁺	20			
Na ⁺	20			