

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (21 prvků, 100 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	21
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-H317-H350-EUH071

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
5% HNO ₃	21 prvků, 100 mg/l	R.6811.1