

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (22 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Technické parametry

Počet prvků:

22

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H319-EUH208

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Ag	5
Al	30
As	10
B	30
Ba	10
Be	3
Cd	3
Co	5
Cr	10
Cu	10
Mn	5
Mo	3
Ni	10
Pb	5
Se	5
Sn	10
Sr	100
Te	10
Ti	3
Tl	2
V	10
Zn	100

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	100 ml	R.0383.1
2% HNO ₃	500 ml	R.0383.2