

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (27 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Technické parametry

Počet prvků:

27

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H317-H319

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Ag	50
Al	80
As	80
B	40
Ba	50
Be	40
Ca	80
Cd	40
Co	50
Cr	50
Cu	50
Fe	50
In	40
K	80
Li	40
Mg	80
Mn	50
Na	80
Ni	50
P	200
Pb	80
Se	40
Sr	50
Ti	40
Tl	40
V	50
Zn	50

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	100 ml	R.6813.1

2% HNO ₃	500 ml	R.6813.2
---------------------	--------	----------