

**Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (8 prvků)**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

Počet prvků:

8

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H319

| Složení standardu - prvky | Koncentrace prvků ve standardu (mg/l) |
|---------------------------|---------------------------------------|
| As                        | 2                                     |
| Cd                        | 2                                     |
| Cr                        | 3                                     |
| Cu                        | 10                                    |
| Fe                        | 4                                     |
| Ni                        | 2                                     |
| Pb                        | 5                                     |
| Zn                        | 10                                    |

| Matrice             | Specifikace | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------|-------------|--------|------------------|
| 2% HNO <sub>3</sub> | 8 prvků     | 100 ml | R.6814.1         |
| 2% HNO <sub>3</sub> | 8 prvků     | 500 ml | R.6814.2         |