

Vypichovátko PickMaxX

Systém pro manuální vypichování kolonií a jejich přenos do média v mikrotitrační destičce

- Hřebínky s 12 nebo 24 zuby pro 96- nebo 384jamkovou destičku
- Vypichování kolonií pomocí sterilního plastového hřebínku

Technické parametry

Balení hřebíneků:

10 x 16 ks



Popis	Katalogové číslo
Vypichovátko PickMaxX	S685002
Hřebínky pro 96jamkové destičky, sterilní	S685102
Hřebínky pro 384jamkové destičky, sterilní	S685112