

## Zesilovač signálu Western/ELISA pro imunochemii

Sada pro zesílení imunochemických detekčních signálů na blotovacích membránách a při ELISA

- Set pro účinné zesílení detekčních signálů s velmi jednoduchou aplikací
- Zesiluje reakce antigen/protilátka v různých analýzách, jako je Western blotting, dot blotting a ELISA
- Může výrazně zvýšit detekci slabě imunoreaktivních a málo početných cílových proteinů
- Velmi dobře kompatibilní se všemi běžnými druhy blotovacích membrán
- Zvýšení signálu závisí na několika parametrech, jako je např. konkrétní pár antigen/protilátka, konkrétní detekční enzym či zvolený substrát
- Ve většině případů je síla signálu přibližně 5 až 10krát vyšší než při použití samotného substrátu
- Jedna sada po 250 ml stačí pro optimalizaci přibližně 25 minigelových blotů
- Zesilovač Western/ELISA-1 zesiluje reakci mezi antigeny a odpovídajícími **primárními** protilátkami
- Zesilovač Western/ELISA-2 zvyšuje vazbu **sekundárních** protilátek v různých imunoanalyzách a je doporučován pro provádění testů s jednou značenou protilátkou

## Technické parametry

Teplota skladování:

+4 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
Set zesilovač signálu Western/ELISA pro imunochemii	2 x 50 ml	R.9211.2
Set zesilovač signálu Western/ELISA pro imunochemii	2 x 250 ml	R.9211.1
Zesilovač signálu Western/ELISA-1 pro imunochemii	250 ml	R.9213.1
Zesilovač signálu Western/ELISA-2 pro imunochemii	250 ml	R.9214.1

Set obsahuje zesilovač signálu Western/ELISA-1 a Western/ELISA-2.