

1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZAN


HMDSA, bis(trimethylsilyl)amin
silylační činidlo

CAS: 999-97-3

Vzorec: C₆H₁₉NSi₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	161,40
Hustota:	0,77 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302-H311+H331-H314



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro plynovou chromatografii	10 ml	R.3840.3
min 98 %, pro plynovou chromatografii	50 ml	R.3840.1
min 98 %, pro plynovou chromatografii	250 ml	R.3840.2
min 98 %, pro plynovou chromatografii	500 ml	R.3840.5
min 98 %, pro plynovou chromatografii	1 l	R.3840.4